


Anticorpo Policlonico De Coelho Mcm4 Para Wb E Elisa - P33991

Número do item: CM0018054



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado ao MCM4 humano, validado para WB e ELISA com reatividade para humano, camundongo e rato. Ferramenta essencial para o estudo do licenciamento da replicação do DNA e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM4 Rabbit pAb
Observações/Alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4173
ID do Gene	4173
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33991
Peso da Proteína	97kDa
Transporte	Bolsa de gelo