


Anticorpo Monoclonal De Coelho Mcm5 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P33992

Número do item: CM0012622



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MCM5 humano, um fator de licenciamento de replicação de DNA. Validado para aplicações de WB, IHC-P, IP e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa sobre ciclo celular e replicação de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MCM5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4174
GeneID	4174
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 635-734 do MCM5 humano (P33992).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33992
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo