


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mda5 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Byx4

Número do item: CM0009083



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MDA5 (Q9BYX4) para WB, IP, ELISA. Detecta o IFIH1 humano, um sensor citoplasmático de ácidos nucleicos virais. Adequado para pesquisas sobre resposta imune inata e infecções virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-MDA5
Observações/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Espécie	Humano
GeneID	64135
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 do IFIH1 humano (NP_071451.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9BYX4
Peso da proteína	25 kDa / 117 kDa
Transporte	Bolsa de gelo