


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mda5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

Número do item: CM0017746



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MDA5 (IFIH1), um sensor citoplasmático de RNA viral. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata e respostas antivirais.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | MDA5 pAb de coelho                                                                                                       |
| Observações/Alcunhas | AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1                                                             |
| Espécie              | Humana                                                                                                                   |
| GeneID (humano)      | 64135                                                                                                                    |
| GeneID               | 64135                                                                                                                    |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-205 da IFIH1 humana (NP_071451.2) |
| Origem               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria            | Anticorpos policlonais                                                                                                   |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| Reatividade cruzada  | Humana, camundongo, rato                                                                                                 |
| SWISS                | Q9BYX4                                                                                                                   |
| Peso da proteína     | 25 kDa/117 kDa                                                                                                           |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                            |