

Anticorpo Policlonal De Coelho Mdfi Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99750

Número do item: CM0017577

introdução

pAb de Coelho MDFI validado para aplicações de Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta MDFI endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Inibidor da família MyoD envolvido na miogênese e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MDFI
Observações/Apelido	I-MF; I-mfa; MDFI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4188
GeneID	4188
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do MDFI humano (NP_005577.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99750
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco com gelo