

Mdh2 Coelho Pab - P40926

Número do item: CM0014570



introdução

Anticorpo policlonal anti-MDH2 de alta qualidade para WB e ELISA. Específico para a malato desidrogenase mitocondrial humana e de camundongo, essencial para estudos do ciclo do TCA e do lançador malato-aspartato. Ideal para pesquisas metabólicas e de distúrbios mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MDH2 Coelho pAb
Observações/Apelido	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4191
ID do Gene	4191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-338 do MDH2 humano (NP_005909.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40926
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo