

Med25 Rabbit Pab - Q71Sy5

Número do item: CM0019723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MED25 humano (ARC92/p78), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para investigar o complexo Mediator e a regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	MED25 Rabbit pAb
Observações/Alias	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAP0758; MED25
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	81857
ID do gene	81857
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-200 da MED25 humana (NP_112235.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q71SY5
Peso da proteína	78 kDa
Envio	Bolsa de gelo