

Med26 Rabbit Pab Para Wb E Elisa - O95402

Número do item: CM0020943



introdução

MED26 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal desenvolvido em coelho contra a proteína MED26 humana recombinante. Ele detecta MED26 em humano, camundongo e rato por WB e ELISA, auxiliando na pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MED26 Rabbit pAb
Observações/Alias	CRSP7; CRSP70; MED26
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9441
GeneID	9441
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-574 da MED26 humana (NP_004822.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95402
Peso Proteico	65kDa
Envio	Bolsa de gelo