

Anticorpo Monoclonal De Coelho Mef2A+Mef2C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06413 / Q02078

Número do item: CM0012635

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a MEF2A e MEF2C, validado para WB, IHC-P e ELISA em humano e camundongo. Ideal para estudos de diferenciação muscular, desenvolvimento neuronal e função de células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-MEF2A+MEF2C
Observações/Alíase	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4208/4205
GeneID	4208/4205
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-473 da MEF2A+MEF2C humana (Q06413).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06413/Q02078
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo