

Megf10 Pab De Coelho - Q96Kg7

Número do item: CM0015482

introdução

O pAb de coelho MEGF10 é um anticorpo policlonal direcionado contra o MEGF10 humano (Q96KG7). Validado para Western blot e ELISA, detecta o MEGF10 endógeno em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre fagocitose e biologia muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	pAb de coelho MEGF10
Observações/Alias	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
Espécie	Humana
GeneID (humano)	84466
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-160 do MEGF10 humano (NP_115822.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q96KG7
Peso molecular	122 kDa
Envio	Bolsa de gelo