

Anticorpo Policlonal De Coelho Mek3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46734

Número do item: CM0025852

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MEK3 de alta qualidade validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com MEK3 (MAP2K3) humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de estresse e via MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MEK3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5606
GeneID	5606
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do MEK3 humano (NP_659731.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46734
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo