


Anticorpo Monoclonal De Coelho Menin Para Wb, Elisa - 000255

Número do item: CM0010504



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Menin de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reage com Menin humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa em biologia da cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Menin Rabbit mAb
Observações/Apelido	MEAI; SCG2; Menin
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4221
GeneID	4221
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 516-615 do Menin humano (000255).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00255
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo