

Anticorpo Policlonado De Coelho Contra Merlin Para Wb, Elisa - P35240

Número do item: CM0022620



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra a proteína humana Merlin (NF2), validado para WB e ELISA. Detecta a proteína Merlin endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de sinalização Hippo, supressão tumoral e biologia de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Merlin Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Merlin
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 347-595 da proteína humana Merlin (NP_000259.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35240
Peso da Proteína	70kDa
Envio	Bolsa de gelo