

Anticorpo Policlonado De Coelho Methyl-Hp1 Gamma/Cbx3 (H175) Q13185 Para Dot Blot E Elisa

Número do item: CM0000222



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a HP1 gamma/CBX3 metilado em H175, validado para dot blot e ELISA em amostras humanas. Reconhece a proteína CBX3 humana (21 kDa). Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175 Rabbit pAb
Observações/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175
Espécie	Humana
GeneID (humano)	11335
GeneID	11335
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-183 da HP1 gamma/CBX3 humana (NP_009207.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q13185
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo