

Anticorpo Policlonal De Coelho Metrnl Para Wb, Elisa - Q641Q3

Número do item: CM0021953

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a proteína semelhante à meteorina (METRNL). Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reconhece METRNL humano e de camundongo. Ideal para pesquisa sobre gasto energético, branqueamento do tecido adiposo e regulação metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METRNL Rabbit pAb
Espécie	Camundongo
ID do Gene	284207
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 179-311 do METRNL de camundongo. (NP_001004431.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q641Q3
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo