

Mettl14 Coelho Pab - Q9Hce5

Número do item: CM0025238



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-METTL14, componente chave do complexo de metilação de RNA m6A. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em epitranscriptômica e biologia do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	METTL14 Coelho pAb
Observações/Alias	hMETTL14; METTL14
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57721
GeneID	57721
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da METTL14 humana (NP_066012.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCE5
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo