


Mettl16 Pab De Coelho Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q86W50

Número do item: CM0016069



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra METTL16 humano (N6-metiltransferase de RNA). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Ideal para o estudo da modificação de RNA e da homeostase da S-adenosil-L-metionina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	METTL16 pAb de coelho
Observações/Alíás	METT10D; METTL16
Espécie	Humana
GeneID (humano)	79066
GeneID	79066
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 263-562 de METTL16 humano (NP_076991.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q86W50
Peso da proteína	64 kDa
Envio	Bolsa de gelo