


Anticorpo Policlonal De Coelho Mettl5 Para Wb, Elisa - Q9Nrn9

Número do item: CM0025502



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho METTL5 validado para WB, ELISA em humano, rato, camundongo. Alvo: rRNA N6-adenosina-metiltransferase METTL5 (Q9NRN9), essencial para pesquisa em tradução e pluripotência de células-tronco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho METTL5
Observações/Apelido	MRT72; HSPC133; METTL5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	29081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-209 do METTL5 humano (NP_054887.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NRN9
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo