

Mgll Polymab® De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99685

Número do item: CM0007120



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra MGLL humano (lipase de monoglicerídeos, MAGL) para pesquisa em IVD, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização endocanabinoide e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MGLL PolymAb® de coelho
Observações/Alíás	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	11343
ID do gene	11343
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-303 da MGLL humana. (NP_001003794.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q99685
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo