


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mglur2 Para Wb - Q14416

Número do item: CM0009357



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mGluR2 (Q14416) validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta o receptor metabotrópico de glutamato 2 humano, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em neurociência sobre transmissão sináptica e excitabilidade neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-mGluR2
Observações/Apelido	GLUR2; mGluR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2912
ID do Gene	2912
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 773-872 do mGluR2 humano (Q14416).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14416
Peso da Proteína	96 kDa
Envio	Bolsa de gelo