


Anticorpo Policlonal De Coelho Mgmt Para Wb E Elisa - P16455

Número do item: CM0012817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MGMT humano (metiltransferase de cisteína de proteína de DNA metilada). Validado para aplicações de WB e ELISA. Útil para estudos de reparo de DNA e resistência a medicamentos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MGMT Rabbit pAb
Observações/Apelido	MGMT
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4255
GeneID	4255
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-207 do MGMT humano (NP_002403.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16455
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo