

Mab De Coelho Para Mhc Classe I (Hla-A/B) - P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450

Número do item: CM0008170

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao MHC classe I humano (HLA-A/B). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos direcionados a alelos HLA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho para MHC classe I (HLA-A/B)
Observações/Alias	HLAA; MHC classe I (HLA-A/B)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3105/3106
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do MHC classe I humano (HLA-A/B) (P04439).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30443/P01889/P01891/P01892/P13746/P16188/P30450
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo