

Anticorpo Monoclonal De Coelho Mib1/Dip1 Para Wb, Elisa - Q86Yt6

Número do item: CM0012549



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado a MIB1/DIP1 (Q86YT6). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para o estudo da sinalização Notch, ubiquitinação e biologia do centróssomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MIB1/DIP1
Observações/Alias	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57534
GeneID	57534
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MIB1/DIP1 humano (Q86YT6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86YT6
Peso da Proteína	110kDa
Envio	Gelo reciclável