

Mica Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q29983

Número do item: CM0016251



introdução

Anticorpo policlonal MICA validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo na proteína relacionada à classe I do MHC envolvida na ativação de células NK; ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MICA Coelho pAb
Observações/Alias	MIC-A; PERB11.1; MICA
Espécie	Humano
GeneID	100507436
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-307 da MICA humana (NP_000238.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q29983
Peso da Proteína	43kDa
Transporte	Bolsa de gelo