


Mitofusin 2 Rabbit Mab Para Wb - O95140

Número do item: CM0002600



introdução

Mitofusin 2 Rabbit mAb (O95140) validado para WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Um reagente crítico para o estudo da dinâmica mitocondrial, fusão e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Mitofusin 2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusin 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9927
GeneID	9927
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Mitofusin 2 humano (O95140).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95140
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco com gelo