

Pab De Coelho Contra A Mitofusina 2 - Mitofusina 2

Número do item: CM0012830

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Mitofusina 2 para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno constituído por uma proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 70-260 da Mitofusina 2 de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra a Mitofusina 2
Observações/Alias	Fzo; D630023P19Rik; Mitofusina 2
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	9927
ID do gene	170731
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-260 da Mitofusina 2 de camundongo (NP_573464.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
Peso da proteína	68 kDa/86 kDa
Envio	Bolsa de gelo