


Anticorpo Policlonado De Coelho Para Mmp13 Para Wb, If/Icc, Elisa - P45452

Número do item: CM0013566



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho para MMP13 (P45452) validado para Western blot, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Tem como alvo a colagenase 3, essencial para degradação da MEC, desenvolvimento ósseo e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para MMP13
Observações/Apelidos	CLG3; MDST; MANDP1; MMP-13; 13
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4322
GeneID	4322
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 262-471 da MMP13 humana (NP_002418.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P45452
Peso da Proteína	54kDa
Transporte	Bolsa de gelo