

Anticorpo Policlonal De Coelho Mmp17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULz9

Número do item: CM0029033

introdução

Anticorpo policlonal de coelho MMP17 altamente específico validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de remodelação da matriz extracelular e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP17 Rabbit pAb
Observações/Alias	MMP-17; MT4MMP; MTMMP4; MT4-MMP; MMP17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4326
GeneID	4326
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULZ9
Peso da Proteína	67kDa
Transporte	Bolsa de gelo