

Anticorpo Policlonal De Coelho Mmp19 Para Wb, Elisa - Q99542

Número do item: CM0029106

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MMP19 (Metaloproteinase de matriz-19). Validado para WB, ELISA. Detecta MMP19 humano, de camundongo e de rato; adequado para pesquisa de degradação da MEC e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP19 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CODA; MMP18; RASI-1; MMP19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4327
ID do Gene	4327
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-508 do MMP19 humano (NP_002420.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99542
Peso Proteico	57kDa
Envio	