

Anticorpo Policlonal De Coelho Mmp9 Para Wb, Elisa - P14780

Número do item: CM0022770



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MMP9 humana (Gelatinase B). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com MMP9 de camundongo. Ideal para pesquisa de matriz extracelular e desenvolvimento de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP9 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GELB; CLG4B; MMP-9; MANDP2; MMP9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4318
ID do Gene	4318
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 538-707 da MMP9 humana (NP_004985.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P14780
Peso Proteico	78 kDa
Envio	Saco de gelo