

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mneongreen - Mneongreen

Número do item: CM0020249

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína fluorescente mNeonGreen (Branchiostoma lanceolatum). Adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada independente da espécie. Tamanho esperado da banda: ~30 kDa. Uso exclusivo em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-mNeonGreen
Espécie	Branchiostoma lanceolatum
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-236 de mNeonGreen de Branchiostoma lanceolatum.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente da espécie
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Gelo reutilizável