

Anticorpo Monoclonal De Coelho Mnx1/Hb9/Hlxb9 Para Wb E Elisa - P50219

Número do item: CM0003717

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MNX1/HB9/HLXB9, produzido com peptídeo sintético. Validado para WB e ELISA com amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudar a identidade do neurônio motor e o desenvolvimento do pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MNX1/HB9/HLXB9
Observações/Apelido	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3110
ID do Gene	3110
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do MNX1/HB9/HLXB9 humano (P50219).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P50219
Peso Proteico	41kDa
Envio	Em saco de gelo