

Moc3 Rabbit Pab - A0A0N7Kjv6

Número do item: CM0024069

introdução

MOC3 Rabbit pAb, um anticorpo policlonal que visa o MOC3 de Oryza sativa (SWISS A0A0N7KJV6), validado para aplicações de WB e ELISA em pesquisas com arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MOC3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	WUS; OsWUS; WOX1B; OsWOX1B; Osj_015793; MOC3
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	107275471
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 98-289 do MOC3 de Oryza sativa. (Q7XM13)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	A0A0N7KJV6
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo