

Anticorpo Policlonico De Coelho MocS3 Para Wb E Elisa - 095396

Número do item: CM0027988



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a MOC53 humana, validado para WB e ELISA. Reconhece humanos e camundongos, adequado para pesquisa sobre tilição de tRNA e biossíntese do cofator de molibdênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MOC53
Observações/Apelido	UBA4; MOC53
Espécie	Humano
GeneID	27304
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 271-460 da MOC53 humana (NP_055299.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	095396
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de gelo