

Anticorpo Policlonal De Coelho Mon1A Para Wb E Elisa - Q86Vx9

Número do item: CM0022175



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho MON1A para WB e ELISA. Reage com MON1A humana, uma proteína de fusão vacuolar envolvida no tráfego de membrana e ativação de RAB7. Q86VX9.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MON1A Rabbit pAb
Observações/Alias	SAND1; MON1A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84315
GeneID	84315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da MON1A humana (Q86VX9)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q86VX9
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Bolsa de gelo