

Anticorpo Monoclonal De Coelho E8L Do Vírus Monkeypox (Mpxv) - Q8V4Y0

Número do item: CM0004712

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho E8L do vírus Monkeypox (MPXV) validado para WB e ELISA. Reconhece a proteína de ligação à superfície celular OPG105 (Q8V4Y0), crítica para a fixação do vírion. Ideal para pesquisa do vírus Monkeypox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho E8L do vírus Monkeypox (MPXV)
Espécie	Vírus Monkeypox
GeneID	929017
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-275 do E8L do vírus Monkeypox (MPXV) humano. (NP_536532.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Vírus Monkeypox
SWISS	Q8V4Y0
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo