

Painel De Anticorpos Monoclonais Para Detecção De Tregs Humanos E De Macaco-Cynomolgo Por Citometria De Fluxo - Painel De Tregs Humanos/Macaco

Número do item: CM0012219

introdução

Painel de anticorpos monoclonais desenvolvido para a identificação e análise por citometria de fluxo de células T reguladoras (Tregs) em amostras humanas e de macaco-cynomolgo. Ideal para pesquisas de imunofenotipagem e monitoramento imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Painel de Tregs Humanos/Macaco
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco-cynomolgo
Envio	Bolsa de gelo