


Anticorpo Policlonal De Coelho Monomethyl-Histone H3-K27 (H3K27Me1) (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Chip & Elisa

Número do item: CM0000406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a histona H3 monometilada na lisina 27 (H3K27me1). Validado para western blot, imunofluorescência, imuno-histoquímica, dot blot, ChIP e ELISA. Reatividade cruzada prevista com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histone H3-K27 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo monometilado sintético em torno da K27 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo