

Monomethyl-Histona H3-K27 Mab De Coelho (Q16695/P68431) - Anticorpo De Histona H3 Metilada Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000255



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para histona H3 monometilada na lisina 27 (H3K27me1) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com histona H3 humana, de camundongo, rato e planta, ideal para pesquisas de epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histona H3-K27 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histona H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo monometilado sintético ao redor da K27 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Arabidopsis thaliana, Arroz, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo