

Anticorpo Policlonal De Coelho Monomethyl-Histona H3-K36 (Q16695 / P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

Número do item: CM0000316



introdução

Anticorpo policlonal de coelho MonoMethyl-Histona H3-K36 validado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA e ChIP-seq. Reage com humano, camundongo, rato e outras espécies previstas em ampla gama. Detecta monometilação na lisina 36 da histona H3, uma marca epigenética chave na regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histona H3-K36 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histona H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado em torno da K36 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo