


Monomethyl-Histone H3-K36 Rabbit Mab (Q16695/P68431) Para Wb, Db, Ip, Elisa, Chip

Número do item: CM0000361



introdução

MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit mAb (SWISS: Q16695/P68431) para pesquisa em epigenética. Validado em WB, DB, IP, ELISA, ChIP; reatividade humana, de camundongo e de rato. 15kDa, envio em saco de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histone H3-K36 Rabbit mAb
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo monometilado sintético em torno do K36 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo