


Anticorpo Policlonal De Coelho Monometil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Elisa

Número do item: CM0000261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta histona H3 mono-metilada na lisina 36 (K36) para Western blot, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato e uma ampla gama de espécies previstas. Ideal para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MonoMetil-Histona H3-K36
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunôgeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Alcance Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de Gelo