

Anticorpo Monoclonal De Coelho Monometil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, If/Icc E Pesquisa Epigenética

Número do item: CM0000385



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho reconhece especificamente a lisina 4 monometilada da histona H3 humana (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP e ELISA. Ampla reatividade cruzada: humano, camundongo, rato, Arabidopsis, arroz, trigo. Ideal para estudos epigenéticos e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMetil-Histona H3-K4 mAb de coelho
Observações/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3; H3-4; H3/t; H3/g; H3FT; HIST3H3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Pepetídeo sintético: Um peptídeo sintético monometilado correspondente aos resíduos ao redor do K4 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Arabidopsis, Arroz, Trigo, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo