

Anticorpo Pab De Coelho Monomethyl-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) — Validado Para Wb, Ihc-P, Chip & Mais

Número do item: CM0000364



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para histona H3 monometilada na lisina 4 (H3K4me1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Previsto reação cruzada em humanos, camundongos, ratos e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMethyl-Histona H3-K4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Intervalo Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo