


Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Monometil-Histona H3-K79 (Q16695/P68431) - Wb, Chip, Ihc-P, Elisa

Número do item: CM0000351



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para a lisina 79 monometilada da histona H3 (K79me1). Ideal para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reconhece H3 humano, de camundongo e rato; com previsão de ampla reatividade cruzada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho para MonoMetil-Histona H3-K79
Observações/Apelidos	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMetil-Histona H3-K79
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético monometilado na região K79 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo