

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Monometil-Histona H3-K79 (Q16695 / P68431) Para Wb, Elisa, Chip

Número do item: CM0000268



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para lisina 79 monometilada da histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, ELISA, ChIP; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato e tem reatividade prevista para uma ampla gama de espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MonoMetil-Histona H3-K79 Rabbit pAb
Observações/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; MonoMethyl-Histone H3-K79
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo monometilado sintético ao redor da K79 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo