


Anticorpo Policlonal De Coelho Monometil-Histona H3-K79 (Q16695/P68431) Para Wb, Ihc, Chip

Número do item: CM0000345



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à histona H3 monometilada na lisina 79 (K79me1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho MonoMetil-Histona H3-K79
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K79
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo sintético monometilado em torno da K79 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de Gelo