


Pab De Coelho Para Monometil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip-Seq, Elisa

Número do item: CM0000375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para histona H3 monometilada na lisina 9 (H3K9me1). Adequado para WB, ChIP-seq, IHC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para epigenética e fornecimento de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para MonoMetil-Histona H3-K9
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMethyl-Histone H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético. Um peptídeo monometilado sintético ao redor da K9 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Previsto em ampla faixa)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo