


Anticorpo Monoclonal De Coelho Monometil-Histona H3-K9 | Q16695 / P68431 - Anticorpo Específico Para Metilação Para Wb, Chip, Elisa E Mais

Número do item: CM0000411



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para histona H3 monometilada na lisina 9 (H3K9me1, SWISS Q16695 / P68431). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, DB, CHIP e ELISA com ampla reatividade cruzada prevista (humano, rato, camundongo).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MonoMetil-Histona H3-K9
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo monometilado sintético correspondente aos resíduos ao redor da K9 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, DB, CHIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de Gelo