

Anticorpo Monoclonal De Coelho Monometil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) — Anticorpo Monoclonal Para Pesquisa Epigenética

Número do item: CM0000319



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho MonoMetil-Histona H3-K9 (Q16695/P68431) é um anticorpo monoclonal de alta especificidade para detecção de H3K9me1 em WB, DB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, rato, rato e outras espécies previstas. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho MonoMetil-Histona H3-K9
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; MonoMetil-Histona H3-K9
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético monometilado em torno de K9 da Histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo